



www.wunder.it

BILANCIA DIGITALE DI PRECISIONE ACCIAIO INOX IP65

CJ 8200

NEW



**VERIFICA PERIODICA
3 ANNI GIÀ INCLUSA**



- Grande LCD Retroilluminato 24mm
- Tara per tutta la portata
- Funzione Conteggio
- Funzione Percentuale %
- Funzione Sommatoria
- Funzione High-Low
- Funzione pesatura animali
- Funzione pesatura gravità
- Diverse unità misura: g, ct, oz, dwt, GN
- LCD con grafico
- Protezione IP65 polveri e liquidi
- Calibrazione esterna con tastiera
- Uscita dati RS232 (incluso)
- Alimentatore esterno (Incluso)
- 2 anni di garanzia

MODELLO	CODICE	PORTATA MAX	DIVISIONE	LINEARITA'	RIPETIBILITA'	DIMENSIONI mm
JC 8200	01116	8200g	0,1g	+/- 0,1g	+/- 0,1g	(W)208x(L)310x(H)87mm Piano acciaio inox 190x190mm

Struttura: in ACCIAIO INOX con piano di pesatura in acciaio inox lavabile con tastiera a membrana meccanica impermeabile multifunzionale professionale.

Sistema di pesatura: Tuning-fork frequency sensing

Accessori inclusi: RS232; Alimentatore; Bolla di livello; Piedini regolabili; Avviso batteria scarica; Grafico;

Acc.non inclus: RS232 per computer o stampante

Confezione: 1 pezzo – peso del singolo pezzo 4kg

Certificazione: Certificazione già inclusa

**Acciaio Inox
Waterproof
IP65**

