

RB 300 PESAPERSONE PROFESSIONALE ELETTRONICA CON BMI

PROFESSIONAL ELECTRONIC SCALES WITH BMI

NEW



CE M



MDD CLASSE I con funzione di misura

FUNZIONI / FUNCTIONS



Indice Massa Corporea / BMI



Blocco del peso / Weight lock (HOLD)



Grande display a cristalli liquidi (LCD)
Large display (LCD)



Tara/Tare




Due anni di garanzia
Two years of warranty

Rb colonna



Rb_L



Rb a cavo



MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA MAX CAPACITY [MAX]	DIVISIONE DIVISION [e]	DIMENSIONI mm SIZE mm	PESO WEIGHT
RB 300 colonna	00071L	300kg	100g	(W)350x(L)300x(H)950	Circa/Approx 8kg
RB_L 300	00071M			(W)350x(L)300x(H)300	Circa/Approx 6,5kg
RB a cavo 300	00071N			(W)350x(L)300x(H)140	Circa/Approx 6kg
Stat.Telescopico / Height rod	00069AA	60~200 cm	1 mm	130mm chiuso/closed	Circa/Approx 2kg
Struttura / Structure	Struttura: alluminio e metallo verniciato, visore in ABS, pedana anti-scivolo Structure: aluminium and metal tubular painted, ABS display, platform anti-slip.				
Alimentazione / Power	Batterie ricaricabili (50 ore durata) con alimentatore 15V 300mA DC / Adapter and battery (50 hours life)				
Direttiva metrica 90/384/CEE	Classe di precisione III / Approved medical class III				
Dispositivi medici 93/42/CEE	Classe di rischio I, con funzione di misura / Risk class I, with measurement function				
Accessori inclusi Accessories included	Alimentatore esterno, Cavo collegamento RS232, External adapter, Cable RS232.				
Accessori non inclusi Accessories not included	Statimetro telescopico da 60~200cm codice 00069AA, Borsa per trasporto cod.00157A. Telescopic height rod 60~200cm code 00069AA, Carry case code 00157A.				
Confezione / Packaging	1 pcs dimension: RB (W)400x(L)110x(H)230mm 10kg.				
Grande LCD 30mm con BMI Large LCD 30mm with BMI	Solo Mod.RB a colonna: Statimetro telescopico Only model RB with column: Telescopic height rod			RB a cavo: Borsa imbottita trasporto Carry case	